

INSTRUCCIONES PARA EL CLOG ZAPPER (DESATORADOR)

1. Lávese las manos.
2. Abrir el paquete del Clog Zapper (desatorador) y saque los suplementos.
3. Abra las el papel con las instrucciones y siga las ilustraciones.
4. Apague la bomba alimenticia y cierre el seguro en el juego de suministro.
5. Insertar el aplicador del Clog Zapper (desatorador) en el porte del tubo de alimentación (si esta presente), si no, remueva el adaptador rojo del tubo NG/NJ e insertar directamente al tubo de alimentación.
6. Remueva la tapa de una jeringa de 10cc, inserte la punta en una taza de agua, jale el émbolo para llenar la jeringa a la marca de 10cc, y poner la tapa una vez más en la punta.
7. ¡AGITAR! ¡AGITAR! ¡AGITAR! Hasta que el polvo este mezclado y no existan grumos.
8. Saque la tapa de la jeringa.
9. Inserte la punta de la jeringa al aplicador, gentilmente empuje el émbolo hasta insertar 2-5cc de solución.
10. Sacar el aplicador del tubo y poner el tapón en la abertura del tubo.
11. Mantener el aplicador y la jeringa juntos.
12. Permita que la solución este en el tubo por 30-60 minutos, luego
13. Llene una jeringa de 6cc con agua de caño.
14. Saque el tapón en la abertura del tubo, inserte la punta de la jeringa de 6cc y empuje el émbolo para enjuagar el tubo.
15. Si el tubo no puede ser enjuagado, repita los pasos 4 al 8.
16. Una vez que el tubo se desatore, descarte de los suplementos, y continúe alimentando.
17. ¡Si usted no puede desatorar el tubo, llame a su doctor!

Nota “CUIDADO”, “REQUERIMIENTOS DE ALMACEN”, y “INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL TUBO G” en la parte inferior de la hoja ilustrada!!