

Alimentación por tubo con la Bomba Zevex Infinity

SU PLAN DE ALIMENTACION:

Tipo de tubo de alimentación: _____ Fórmula: _____

REGIMIENTO DE ALIMENTACION:

Enjuague el tubo de alimentación con ____cc de agua cada ____ horas, antes y después de los medicamentos, y antes de alimentar y después de parar.

****PONGA PAQUETE DE HIELO A LA BOLSA SI SON MAS DE 6 HORAS DE FORMULA****

Bombeando y cargando el juego descartable (use una nueva bolsa cada 48 horas)

1. Lávese las manos. Prepare el área de trabajo.
2. Agite la lata de fórmula, luego heche la cantidad especificada de fórmula en la bolsa de alimento.

Dos métodos de bombear:

Método I:

1. Heche la fórmula en la bolsa. Presione la tapa para cerrar.
2. Ponga la bolsa boca abajo y gentilmente presione. Mueva la bolsa para mantener aire en el porte de tubo. Al mismo tiempo, gentilmente presione el área colorada del tubo debajo del símbolo “drop” entre el pulgar y el dedo índice, **evitando el uso de uñas**. Mantenga esta posición hasta que el aire sea expulsado de el tubo y el tubo se encuentra con alimento. **Si el fluido no fluye, puede ser que este sujetado muy fuerte.**
3. Presione y mantenga presionado **ON/OFF** por 1.5 segundos para encender la bomba.

Método II:

1. Presione hacia abajo en la bolsa para remover aire, presione la tapa para cerrar.
2. Ponga el tubo de silicona alrededor de la bomba estirándolo un poquito.
3. Siente el cassette en la bomba. Cierre la puerta de la bomba.

4. Presione y mantenga presionado el botón de **ON/OFF** por 1.5 segundos y encienda la bomba.
5. Presione y mantenga el botón de **PRIME**. La alarma sonará una vez y la bomba empezará a bombear a 600cc/hr. La pantalla leerá **TO STOP LET GO (PARA PARAR SUELTE)**. Una vez que el aire es removido del tubo, suelte el botón.

Programa la cantidad presionando los botones + y - .

Enjuague el tubo de alimentación:

1. Ponga la bomba dentro de la bolsa de ZEVEX para cargar, asegurando la bomba, bolsa y tubo con las correas del paquete.
2. Poner hasta _____cc de agua en la geringa.
3. Conecte el tubo de alimentación y lentamente enjuague.
4. Conecte el terminal al tubo de alimentación.
5. Presione **RUN/PAUSE** para empezar la bomba.

Completando el alimento:

Para apagar la bomba:

1. Presione el botón de **ON/OFF** por 1.5 segundos.
2. Enjuague el tubo de alimentación con _____cc de agua y cierre el terminal de el tubo de alimentción.
3. Si usted siente resistencia a la hora de enjuagar, use CLOG-zapper proveido a usted con sus suplementos.

Limpieza de bolsa:

1. Limpie la bolsa después de cada alimentación ó cada 24hrs con agua caliente y jabón, vacie, enjuague con agua caliente hasta que el agua corre clara.
2. Después de lavar y enjuagar la bolsa, ponga suficiente agua caliente en la bolsa para enjuagar el tubo entero también.
3. Sostenga la bolsa mientras **GENTILMENTE** apretando el área colorada del tubo debajo de el área de el símbolo “drop” entre el pulgar y el dedo índice, **evitando el uso de uñas**. Mantenga esta posición hasta que el tubo sea enjuagado **muy bien**.
4. Descarte la bolsa después de 48 horas de uso.

Cambio de geringa:

Geringa de 60cc usadas para enjuagues deben de ser usadas por una semana y ser descartadas.

**** Conecte la bomba a un tomacorriente de corriente alterna por un mínimo de 6 horas por día. Una batería cargada completamente debe durar 24 horas.**

Resolviendo Errores:

Tubo de alimento atorado: Inserte Colg Zapper siguiendo las instrucciones. Si esto no lo resuelve, llame a su enfermera(o) de cuidado de casa para más instrucciones.

El tubo de alimentación se encuentra fuera de lugar: Pare el alimento y llame a su doctor o vaya al cuarto de emergencia mas cercano.

Diarrea y/o calambres: Llame a la enfermera(o) si tiene mas de 5 deposiciones líquidas en un día. La enfermera(o) revisara con su doctor si la cantidad suministrada debe de cambiar.

Prevenir contaminación bacterial la cual puede causar diarrea: no deje que la fórmula esté más de 6 horas a temperatura ambiente, descarte fórmula refrigerada después de 24 horas. Lavarse las manos antes de tocar el tubo de la bolsa de alimento. Limpie y cambia el tubo siguiendo las instrucciones.

Naúsea, vómito, ó reflujo: Cuando saque la fórmula del refrigerador, dele tiempo a que caliente a temperatura de ambiente antes de usar.

Eleve hombros y cabeza 30 a 40 grados o sientese en una silla que recline durante la alimentación.

Sed/Boca seca: Mantenga la boca limpia con una limpieza gentil. Humedezca los labios con pasta de petróleo ú otro lubricante. Enjuague la boca con agua tibia o enjuague la boca en intervalos durante el día.